

PRZENOŚNY DEFIBRYLATOR POWERHEART AED G3 firmy Cardiac Science

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DEFIBRYLATOR:	
Tryb pracy:	półautomatyczny [automatyczny]
•typ:	dwufazowy
Energia:	95 J - 351 J
Protokoły:	5 protokołów energii
Ustawienia nominalne:	200 J, 300 J, 300 J
Instrukcje głosowe:	wyraźne komunikaty głosowe w języku polskim prowadzą ratownika przez proces wykonywania resuscytacji
Prezentacja na ekranie:	instrukcje tekstowe prowadzą przez proces resuscytacji
Sygnalizacja:	wskaźnik RescueReady wskaźnik stanu baterii, wskaźnik serwisu, wskaźnik elektrod
Bezpieczeństwo użycia:	elektromagnetyczny wskaźnik gotowości aparatu, alarmy głosowe, alarmy dźwiękowe
Wylądowanie synchroniczne:	wbudowana automatyczna funkcja synchronizacji
Detekcja rytmu stymulatora:	TAK
Programowalny:	TAK przy pomocy oprogramowania MDLink®
Opcja pediatryczna:	TAK z zastosowaniem specjalnych elektrod pediatrycznych
Gwarancja:	7 lat
ELEKTRODY:	
Minimalna powierzchnia:	228 cm ²
Długość przewodów elektrod:	1,3 m.
Typ:	jednorazowe, samoprzylepne, niespolaryzowane
Czas przydatności do użycia:	2 lata
BATERIA:	
Typ:	litowa IntelliSense ®
Gwarantowany czas użycia:	4 lata, wymiana na nową
AUTOTEST:	
Dzienny:	sprawność baterii, elektrody (podłączenie i sprawność), elektronika wewnętrzna, sprawność przycisku wstrząsu, oprogramowanie
Tygodniowy:	sprawność baterii, elektrody (podłączenie i sprawność), elektronika wewnętrzna, skrócony test energii, sprawność przycisku wstrząsu, oprogramowanie
Miesięczny:	sprawność baterii, elektrody (podłączenie i sprawność), elektronika wewnętrzna, pełny test energii, sprawność przycisku wstrząsu, oprogramowanie
ARCHIWIZACJA:	
Pamięć wewnętrzna:	60 minut zapisu parametrów EKG wraz ze zdarzeniami
Rejestrowane dane:	przebieg całości ratowanie życia
Odtwarzanie:	za pomocą oprogramowania RescueLink® na PC
Interfejs PC:	złącze szeregowo
WYMIARY:	
Wysokość:	8 cm x 31 cm x 27 cm
Waga:	3,1 kg
MODELE:	
9300A-501	Defibrylator Powerheart AED G3 Automatic pracuje zgodnie z Wytycznymi 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji.
9300E-501	Defibrylator Powerheart AED G3 Semi-Automatic pracuje zgodnie z Wytycznymi 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji.
	Zestaw defibrylatora: Defibrylator Powerheart AED G3, Bateria IntelliSense®, para elektrod, Krótki przewodnik startowy, płyta CD zawierająca instrukcję obsługi, instruktażowy film video, oprogramowanie RescueLink® i MDLink® oraz kabel interfejsu.



ul. Jeżynowa 46,43-100 Tychy

tel./fax: (32)218-18-12

e-mail: biuro@defibrylatory-aed.pl



Cardiac Science, the Shielded Heart logo, Powerheart, Rescue Ready, STAR, Intellisense, MDLink, and Rescuelinek are trademarks of Cardiac Science Corporation. Copyright © 2008 Cardiac Science Corporation. All Rights Reserved. MKT-11200-01 rB Authorized EU representative • MDSS GmbH, Schiffgraben 41, D-30175 Hannover, Germany

