

DEFIBRYLATOR

POWERHEART AED G3 PRO firmy Cardiac Science

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DEFIBRYLATOR: Tryb pracy: Energia: Protokoły: Ustawienia nominalne: Przyciski: Komendy głosowe: Prezentacja na ekranie: Ekran: Sygnalizacja: Detekcja rytmu stymulatora: Programowalność: Opcja pediatryczna: Gwarancja:	przełączalnie: półautomatyczny i manualny 95 J - 351 J 5 protokołów energii 200 J, 300 J, 300 J przycisk SHOCK i przycisk wyboru trybu manualnego wyraźne komunikaty głosowe w języku polskim prowadzą ratownika przez proces ratowania życia instrukcje tekstowe, wskaźnik baterii, wskaźnik serwisu oraz elektrod, EKG TFT 8,9 cm (3,4") wskaźnik Rescue Ready sygnały dźwiękowe, podpowiedzi głosowe TAK przy pomocy oprogramowania MDLink ® TAK z zastosowaniem specjalnych elektrod pediatrycznych 7 lat
ELEKTRODY: Minimalna powierzchnia: Długość przewodów elektrod: Typ: Czas przydatności do użycia:	228 cm ² 1,3 m. jednorazowe, samoprzylepne, niespolaryzowane 2 lata
BATERIA: alternatywnie:	litowa IntelliSense ® lub akumulator
AUTOTEST: Dzienny: Tygodniowy: Miesięczny:	 sprawność baterii, elektrody (podłączenie i sprawność), elektronika wewnętrzna, sprawność przycisku wstrząsu, oprogramowanie sprawność baterii, elektrody (podłączenie i sprawność), elektronika wewnętrzna, skrócony test energii, sprawność przycisku wstrząsu, oprogramowanie sprawność baterii, elektrody (podłączenie i sprawność), elektronika wewnętrzna, pełny test energii, sprawność przycisku wstrząsu, oprogramowanie
ARCHIWIZACJA: Pamięć wewnętrzna: Pamięć zewnętrzna: Odtwarzanie:	pamięć wewnętrzna 60 minut zapisu parametrów EKG wraz ze zdarzeniami Za pomocą oprogramowania RescueLink®
WYMIARY: Wysokość: Waga:	8 cm x 31 cm x 27 cm 3,2 kg
ZESTAW DEFIBRYLATORA:	Defibrylator Powerheart AED G3, bateria IntelliSense ® lub alternatywnie akumulator, para elektrod Krótki przewód startowy, płyta CD zawierająca instrukcję obsługi, instruktażowy film video, oprogramowanie RescueLink ® i MDLink® oraz kabel interfejsu. Ładowarka do akumulatora pakowana jest osobno.



ul. Jeżynowa 46, 43-100 Tychy

tel./fax: (32)218-18-12

e-mail: biuro@defibrylatory-aed.pl

www.defibrylatory-aed.pl



0086

Cardiac Science, the Shielded Heart logo, Powerheart, Rescue Ready, STAR, Intellisense, MDLink, and Rescueline are trademarks of Cardiac Science Corporation. Copyright © 2008 Cardiac Science Corporation. All Rights Reserved. MKT-11200-01 rB Authorized EU representative • MDSS GmbH, Schiffgraben 41, D-30175 Hannover, Germany

