

DEFIBRYLATOR TRENINGOWY

POWERHEART AED G3 TRAINER firmy Cardiac Science

Łatwy w obsłudze, przyjazny, realistyczny i ekonomiczny aed szkoleniowy

Główne cechy:

Praktyka.

Trening w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych.

Łatwość użycia.

- Wyraźne komendy głosowe podpowiadają poszczególne etapy akcji ratowniczej, a metronom odmierza częstotliwość ucisków klatki piersiowej.
- Urządzenie pozwala na przetrenowanie czterech scenariuszy ratowania życia oraz symulacji wstrząsu i anulowania wstrząsu.



Trening z Powerheart AED G3 Trainer pozwala na szybkie nabycie wprawy w ratowaniu ludzkiego życia przy pomocy defibrylatora.



To ważne byś Ty, twoi kursanci, twoi pracownicy byli zawsze przygotowani nieść pomoc w sytuacji zatrzymania krążenia.

- **instruktor za pomocą pilota może dowolnie przełączać i zatrzymywać poszczególne etapy scenariusza**
- **wygląd identyczny z AED G3 automatic i AED G3 semi- automatic**
- **przełączalne tryby automatyczny i półautomatyczny**
- **możliwość treningu również na elektrodach pediatrycznych**

Trenażer Cardiac Science nie generuje rzeczywistych impulsów defibrylujących, dzięki czemu trening jest całkowicie bezpieczny i może być przeprowadzony na wszystkich typach manekinów.

AED G3 Trainer trening odbywa się w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych.

Jeżeli kiedykolwiek staniesz przed koniecznością ratowania ludzkiego życia, będziesz szczęśliwy, że trenowałeś na Powerheart AED G3 Trainer.