

SZAFKI DO DEFIBRYLATORÓW AED CARDIAC SCIENCE

Szafka na defibrylator AED z alarmem dźwiękowym i świetlnym

- dźwiękowy i świetlny alarm otwarcia drzwiczek,
- wymiary zewnętrzne: 44,3 (52,5 z kogutem) x 44,3 x 22,5 cm
- wymiary wewnętrzne: 44 x 44x 20,5 cm,
- magnetyczne zamykanie drzwiczek,
- posiada otwory montażowe,
- okienko inspekcyjne plexi (30 x 30 cm),
- oznaczenie: DEFIBRYLATOR AED,
- kogut.



Szafka na defibrylator AED

- zamykana na zamek z systemem zbij szybkę,
- wymiary: 40 x 40 x 20 cm,
- posiada okienko inspekcyjne,
- malowana proszkowo.

